

	<p>Objekt: Mörser und Stößel</p> <p>Museum: Museum für Stadtgeschichte Templin Prenzlauer Tor 17268 Templin 03987 – 2000526 museum@templin.de</p> <p>Sammlung: Templiner Stadtgeschichten</p> <p>Inventarnummer: 00265</p>
--	--

Beschreibung

Der Mörser mit 2 Henkeln und der Stößel mit beidseitig verdickten, abgerundeten Enden sind aus Messing. Der Stößel dient hierbei als Werkzeug zum Zerdrücken und Zerstoßen beispielsweise von Pflanzenteilen, Kräutern oder Gewürzen in einem Gefäß, dem Mörser.

Grunddaten

Material/Technik:

Messing

Maße:

Mörser: H: 7,9 cm; D oben: 7,7 cm; D unten:
4,7 cm; Stößel L: 12,0 cm

Ereignisse

Wurde genutzt wann 1850
wer
wo

Schlagworte

- Küchengerät
- Messing
- Mörser (Gefäß)
- Stößel